

1530409 - Opsite flexifix gentle fixatieverband - 2,5 cm x 5 m - 1 st



Beschrijving

Opsite Flexifix fixatiepleister heeft een waterdichte ademende film en zachte kleeflaag die gemakkelijk aan te brengen is om verbanden op hun plaats te houden zelfs op een kwetsbare huid. Het materiaal is comfortabel om te dragen en blijft op zijn plaats ook tijdens het douchen. De zachte kleefstof op basis van silicone helpt pijn te minimaliseren bij het verwijderen. Ideaal om u verband of masker op zijn plaats te houden en wrijving te verminderen voor mensen met een kwetsbare huid.

Specificaties

Kompres	Nee
Geperforeerd	Nee
sku	1530409
Steriel	Nee
Kleur	Transparant
Maat	2,5 cm x 5 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos