

1610012 - Keiser A400 Seated Leg Curl



Beschrijving

Ervaar de toekomst van krachttraining en revalidatie met de Keiser A400 Zittende Leg Curl. Uitgerust met de innovatieve Pure Resistance Technology™ (PRT), maakt dit apparaat gebruik van digitaal gestuurde perslucht in plaats van traditionele ijzeren gewichten.

Belangrijkste Voordelen:

- **Dynamische Variabele Weerstand (DVR):** De weerstand past zich automatisch aan uw natuurlijke krachtcurve aan – minder weerstand waar u zwakker bent, meer waar u sterker bent. Dit optimaliseert de spieractivatie gedurende de hele beweging.
- **Keiser Luchtweerstand (PRT):** Elimineert massa, inertie en momentum. Train op elke snelheid, van langzaam (krachtopbouw) tot snel (snelheid & explosieve kracht), zonder schokken.
- **Directe Aanpassing:** Verander de weerstand op elk moment van de herhaling met druktoetsen.
- **Geavanceerde Trainingsopties:** Eenvoudige uitvoering van isometrische en excentrische overbelasting.
- **Revalidatievriendelijk:** Patiënten kunnen comfortabel in positie gebracht worden voordat de belasting stapsgewijs wordt toegevoegd.

Bilaterale Beweging: Ideaal voor symmetrietraining.

- **Gebruiksvriendelijk:** Grote digitale displays tonen weerstand en herhalingen.

De Keiser A400 biedt een soepele, efficiënte en nauwkeurige trainingsservaring voor zowel fitnessprofessionals als revalidatiecentra.

AI-reacties kunnen fouten bevatten. Meer informatie

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	B 119 cm, H 117 cm
Gewicht product	110 kg
sku	1610012
Weerstand	0 - 122 kg
Type verpakking	Stuk