

1623460 - SportsArt Elite Line Senza™ T674-16 loopband - 5HP - 16" LCD display touchscreen



Beschrijving

De **SportsArt T674L-16? Treadmill** uit de **SENZA™ Elite Line** combineert **krachtige prestaties, innovatief design en geïntegreerde entertainmentopties**. Deze professionele loopband is uitgerust met een **5.0 HP AC-Servo motor**, het **ECO-DRIVE™ energie-efficiënte motorsysteem** en het onderhoudsarme **ECO-GLIDE™ auto-lubrication system**, waardoor topprestaties worden geleverd met een lage ecologische voetafdruk.

Het **MyFlex+ omni-directional cushioning system** zorgt voor uitstekende schokabsorptie en optimaal comfort, waardoor de belasting op gewrichten wordt verminderd. Met een **snelheidsbereik van 0.15 – 15.0 mph (0.25 – 24 km/u)** en een **hellingshoek van 0–15%** is de T674L-16? geschikt voor zowel revalidatie als intensieve hardlooptraining.

Het **16-inch SENZA™ touchscreen** biedt een intuïtieve gebruikerservaring met meertalige ondersteuning, entertainmentopties en personalisatie, inclusief **Bluetooth 4.0 hartslagondersteuning, muziekconnectiviteit (iOS & Android)**, en optionele **ANYcast screen-mirroring technologie**.

Belangrijkste kenmerken van de SportsArt T674L-16?:

- **16" SENZA™ touchscreen** – intuïtieve bediening en entertainment
- **5.0 HP AC-Servo motor** – krachtig en betrouwbaar
- **ECO-DRIVE™ motor** – energiezuinig en duurzaam
- **ECO-GLIDE™ auto-lubrication system** – onderhoudsarm
- **MyFlex+ cushioning system** – gewrichtsvriendelijke demping
- **Snelheidsbereik:** 0.15 – 15.0 mph / 0.25 – 24 km/u
- **Incline range:** 0 – 15%
- **Hartslagmeting:** contact, telemetry en Bluetooth 4.0
- **Entertainment & connectiviteit:** muziekcompatibiliteit (iOS & Android), optioneel ANYcast screen mirroring, eigen logo/URL op startscherm

Technische specificaties:

- **Unit Weight:** 195.5 kg
- **Afmetingen (L x B x H):** 213.1 x 84.9 x 146.2 cm
- **Maximaal gebruikersgewicht:** 205 kg
- **Loopoppervlak:** 21.5 x 61 in / 54.6 x 154.9 cm

De **SportsArt T674L-16? Treadmill** is ideaal voor:

- **Premium fitnessclubs** die training combineren met entertainment
- **Revalidatiecentra** waar comfort en veelzijdigheid belangrijk zijn
- **Hotels & high-end home gyms** met behoefte aan professionele apparatuur

Specificaties

Merk	SportsArt
sku	1623460
Gewicht	195,5 kg
Max. gewicht volwassene	205 kg
Type verpakking	Stuk