

## 1543832 - Waterkussen met opening - met opening met vulslang - 45 x 50 cm - 1 st



### Beschrijving

Lucht/water -kussen met opening tegen doorligwonden vervaardigd uit atoxisch thermisch gelast PVC. Zijn exterieur zorgt voor een goede verdeling van de steundruk, geschikt voor patiënten met een laag risico voor doorligwonden. Het kussen wordt compleet met vulslang geleverd. Wasbaar met water en ontsmettingsmiddel.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Biomatrix
<b>Samenstelling</b>	PVC
<b>sku</b>	1543832
<b>Gewicht</b>	300 g
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk