

## 1543933 - Renol speciale steunsloop - katoen - voor positioneringskussen lang - diameter 26 x 35 cm x l 280 cm - 1 st



### Specificaties

<b>Merk</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RCM12383
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>sku</b>	1543933
<b>Kleur sloop</b>	Blauw
<b>Materiaal</b>	Katoen
<b>Merk positioneringsmateriaal</b>	Renol
<b>Wasbaar</b>	60 °C
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk