

1533274 - Onderzoekslamp 7WVARP - LED - op rollend statief - flexibele arm - 1 st



Beschrijving

De onderzoekslamp van Promotal is efficiënt en betrouwbaar en vergemakkelijkt uw medisch onderzoek. De 7W lamp is zeer polyvalent, krachtig en comfortabel, deze lamp is uitgerust met leds van de nieuwste generatie zonder warmte effect. De onderzoekslamp is met een contactloze schakelaar ontworpen. Daardoor wordt de risico op infecties verlaagd en worden de hygiëne-eisen op medisch gebied voldaan.

Specificaties

Merk	Promotal
Focusregeling	Nee
Aantal LED's	7
Lichtintensiteit	25000 lux
Lichtveldgrootte	10 cm
Touchless bediening	Nee
Lengte van de arm	65 cm
Samenstelling	RVS
sku	1533274
Categorie onderzoekslampen	Onderzoekslamp
Model onderzoekslamp	Statief model
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk