

1540351 - Relax supportkussen - bi-tec - L 58 x B 28 cm - 1 st



Beschrijving

Een universeel relax support-positioneringskussen met veel verschillende toepassingen, het kan gebruikt worden in een stoel, bankstel, rolstoel of in bed. Het is geschikt om als anti decubitus kussen te gebruiken om doorliggen te voorkomen. Zorgt voor een vormvaste en comfortabele ondersteuning en is uitermate geschikt om te gebruiken op een massagebank, als ondersteuning bij massages en fysiotherapiebehandelingen. Dankzij de BI-tech samenstelling is het kussen ademend, brandvertragend, antibacterieel, antihuisstofmijt en schimmelwerend. Daarnaast kan dit kussen ook prima in manicure-en pedicurepraktijken gebruikt worden.

Specificaties

Merk	Fico
Product afmetingen	B 28 cm, L 58 cm
Samenstelling	Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m ² , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m ³ , korrelgrootte 0,9-1,18mm
sku	1540351
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	40 °C
Type verpakking	Stuk