

1600177 - Open wagen voor vuil linnen - 366 liters - 1030 x 630 x 770 mm - 1 st



Beschrijving

Grote open wagen met een inhoud van 366 liter voor het vervoeren van vuil linnen in zorginstellingen.

Specificaties

Merk	France Hopital
Product afmetingen	B 63 cm, H 103 cm
Product diepte	77 cm
sku	1600177
Kleur	Grijs
Materiaal	Aluminium
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk