

1558550 - TL 50 daglicht therapielamp - 1 st



Beschrijving

TL 50 daglicht therapielamp zorgt voor meer daglicht in de donkere wintermaanden. Met 10.000 lux op een afstand van ca. 15 cm kan hij een gebrek aan daglicht compenseren en de stemming positief beïnvloeden.

- UV-vrij
- Energiebesparende LED-technologie

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 27.1 cm, H 24.6 cm, L 14.5 cm
SKU leverancier	60815
Vermogen	36 W
Afstand	15 cm
Lichtintensiteit	10000 lux
sku	1558550
Type verpakking	Stuk