

## 1558550 - TL 50 daglicht therapielamp - 1 st



### Beschrijving

TL 50 daglicht therapielamp zorgt voor meer daglicht in de donkere wintermaanden. Met 10.000 lux op een afstand van ca. 15 cm kan hij een gebrek aan daglicht compenseren en de stemming positief beïnvloeden.

- UV-vrij
- Energiebesparende LED-technologie

### Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Product afmetingen</b>	B 27.1 cm, H 24.6 cm, L 14.5 cm
<b>SKU leverancier</b>	60815
<b>Vermogen</b>	36 W
<b>Afstand</b>	15 cm
<b>Lichtintensiteit</b>	10000 lux
<b>sku</b>	1558550
<b>Type verpakking</b>	Stuk