

1352402 - Onderzoekstafel Kombi Elite S - elektrisch in hoogte verstelbaar - Sienna - 1 st



Beschrijving

De Kombi Elite is de opvolger van de succesvolle Kombi. Deze **Wesseling** tafel heeft een enorm bereik van 42-112 cm en draagt daarmee bij aan de ergonomie op de werkplek. Door de hoogste stand van 112 cm kunnen behandelingen vaak zelfs staand worden uitgevoerd. Door de unieke vlak verdeling is de tafel inzetbaar voor bijna iedere behandeling in de huisartsenpraktijk of verloskundige praktijk. Door de ronde poten en dikkere profielen ziet de tafel er niet alleen mooi uit, maar is deze ook zeer sterk en stabiel. De Kombi Elite S heeft een zitdeel dat 10 cm korter is dan dat van de Kombi Elite.

Opgelet: de kleur van de tafel zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.

Specificaties

Merk	Wesseling
Product afmetingen	B 64 cm, L 198 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Nee
Hoogte	42-112 cm
Hefvermogen	225 kg
Tijdsduur hoogteverstelling	40 s
sku	1352402
Aantal delen	3-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Kleur	Sienna
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk