

1517275 - Volumetric Incentive Spirometer 4000mL Capacity - 1 x 12 st



Beschrijving

AirLife® volumetrische stimulerende spirometers. Onze AirLife® Volumetrische Incentive Spirometers vereenvoudigen diepe ademhalingstherapie met een intuïtief ontwerp dat patiënten uitnodigt om hun eigen ademhalingsoefeningen uit te voeren en te controleren, zelfs zonder direct toezicht. Er kan een doelindicator worden ingesteld waarmee de patiënt zijn eigen vooruitgang kan volgen. De zijschalen geven duidelijk de bereikte volumes aan tot een capaciteit van 4.000 mL. Dankzij de flexibele slangen kan de patiënt het mondstuk aanpassen om het systeem in verschillende posities te gebruiken, en een mondstukhouder maakt het mogelijk het mondstuk tijdens het gebruik op te bergen. Verkrijgbaar met of zonder eenrichtingsventiel. 12 spirometers per doos.

Specificaties

Merk	Airlife
sku	1517275
Soortgelijke producten	Ja
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos