

**1013880 - Dokterstas Bollmann The Alternative - met schouderriem
- kunststof - zwart - 40 x 24 x 36 cm - 1 st**



Beschrijving

Deze lichte, praktische polyschuimkoffer van **Bollmann** kan op de rug worden gedragen met een optioneel gewatteerd draagbandsysteem. Hij bevat een bijzonder diep hoofdvak en vier inklapbare zijvakken met verstelbare tussenschotten en twee ampulhouders. Bovendien heeft de rugzak twee grote buitenvakken met een binnenvak voor documenten.

Specificaties

Merk	Bollmann
Product afmetingen	B 24 cm, H 36 cm, L 40 cm
Verstelbare schouderriem	Ja
sku	1013880
Aantal handgrepen	1
Aantal voortassen	0
Aantal zijvakken	0
Categorie	Dokterstas
Materiaal	Leer
Kleur	Zwart
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk