

1541475 - OP-C5 colposcoop met LED lichtbron



Beschrijving

Uw toekomstgerichte colposcoop: modulair, integreerbaar en met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Voorbeeldconfiguratie:

- Afneembare, universeel inzetbare led lichtbron met optische kabel.
- Superstabil statief met extra-zware voet met blokkeerbare wielen.
- Exclusief kwaliteitsmonitor 22 inch volgens VESA-norm. Andere monitor mogelijk.
- Configuratie aanpasbaar naar wens.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Merk | Optomic |
| sku | 1541475 |
| Europese Regelgeving | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| Type verpakking | Stuk |