

## 1574574 - Digitale kolomweegschaal - 200 kg - op batterij - 1 st



### Beschrijving

Deze digitale personenweegschaal geeft een nauwkeurige meting van het lichaamsgewicht en geeft de BMI weer na het ingeven van de lichaamslengte. De weegschaal heeft een moeder-kind functie waardoor kleine kinderen die nog niet alleen op de weegschaal kunnen staan samen met hun moeder worden gewogen. De hof-functie zorgt ervoor dat het gemeten resultaat bevroren kan worden. De auto-off functie voorkomt dat de gebruiker op de hoogte wordt gebracht wanneer de batterijen bijna leeg zijn. In de ruststand schakelt de weegschaal zichzelf uit na enkelen minuten.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Soehnle
<b>Product afmetingen</b>	B 36.2 cm, H 9.9 cm, L 48.8 cm
<b>Geheugen</b>	Nee
<b>Gekalibreerd</b>	Nee
<b>Max. gewicht</b>	200 kg
<b>Met meetlat</b>	Nee
<b>BMI indicatie</b>	Nee
<b>Automatisch step-on functie</b>	Nee
<b>Automatische switch-off functie</b>	Ja
<b>sku</b>	1574574
<b>Gradatie weegschaal</b>	100 g
<b>Klasse weegschalen</b>	nvt
<b>Type weegschaal</b>	Digitale statiefweegschalen
<b>Europese Regelgeving</b>	2014/30/EU
<b>Type verpakking</b>	Stuk