

1543301 - Elektronische meetlat - 50 tot 240 cm - gradatie 1 cm - 1 st



Beschrijving

Temperatuurgecompenseerde ultrasone lichaamsmeting. Selectie van de meeteenheid mogelijk. Geïntegreerde elektronische waterpas voor correctie van scheefstand van het apparaat en foutmelding. Kunststof behuizing. Meetbereik van 50 tot 240 cm.

Specificaties

Merk	Soehnle
Telescopisch	Nee
Demonteerbaar	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Connecteerbaar met weegschaal	Nee
sku	1543301
Gradatie meetlat	1 cm
Meetbereik	50 - 240 cm
Type meetlat	Elektronische meetlat
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk