

## 1539388 - Emerald™ spuiten - 3-delig - luer slip - 2 ml - 1 x 100 st



### Beschrijving

De **BD** Emerald™ 3-delige spuiten zijn voorzien van een rubberen kegel voor een soepele, lekvrije beweging. Inclusief een latexvrije stop die lekkage van geneesmiddelen voorkomt en de inhoud van de spuit meet. Deze spuit wordt gebruikt voor algemene aspiratie en injectie van vloeistoffen en kan worden gebruikt met conventionele of veiligheidsonderhuidse naalden, stompe vulnaalden en andere ISO Luer-conforme fittingen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	BD
<b>Samenstelling</b>	Cilinder: polypropyleen, zuiger: polypropyleen, zuigerdichting: thermoplastisch elastomeer
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Veiligheidsmechanisme</b>	Nee
<b>Normeringen</b>	ISO 7886-1, ISO 594
<b>sku</b>	1539388
<b>Inhoud</b>	2 ml
<b>Plaats van de tip</b>	Concentrisch
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Tip</b>	Luer slip
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
<b>Type verpakking</b>	Doos