


1543626 - Urinaal man - met deksel - gegraduateerd - 1000 ml - 1 st



Beschrijving

Dit urinaal is een handig hulpmiddel voor mannen. Na gebruik kan de urinaal afgesloten worden met een deksel. De maximale capaciteit is 1 liter met maataanduiding.

Specificaties

Autoclaveerbaar	Ja
Samenstelling	Urinaal: polycarbonaat, deksel: polypropyleen
CNK-code	CNK 1680-339
sku	1543626
Ledigbaar	Ja
Geslacht	Mannen
Inhoud	1000 ml
Kleur	Transparant
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk