

1600067 - Beurer mechanische weegschaal MS40 - 135 kg - gradatie 500 gr - 1 st



Beschrijving

De MS40 analoge personenweegschaal zonder batterijen in retro ontwerp is een stijlvolle blikvanger voor uw badkamer. Deze werkt eenvoudig en nauwkeurig. De weegschaal heeft een grote, eenvoudig afleesbare schaalverdeling en een antislippoppervlak (20 x 26 cm) voor een comfortabele stand.

Specificaties

| | |
|--|------------------------------|
| Merk | Beurer |
| Product afmetingen | B 28.5 cm, H 8.3 cm, L 43 cm |
| sku | 1600067 |
| CNK-code | CNK 4609-459 |
| Geheugen | Nee |
| Met meetlat | Nee |
| BMI indicatie | Nee |
| Automatisch step-on functie | Nee |
| Automatische switch-off functie | Nee |
| Max. gewicht | 135 kg |
| | Nee |
| Gradatie weegschaal | 500 g |
| Type weegschaal | Mechanische weegschalen |
| Type verpakking | Stuk |