

1517304 - Non-Heated Dual Limb circuit 1.2m infant - 1 x 30 st



Beschrijving

Onverwarmde beademingscircuits Baby's Tweetakkig circuit 1,2 m, niet verwarmd, met inspiratoire en expiratoire zelfdichtende waterscheiders, inclusief adapter voor sonde kameruitlaat en bevochtigertoevoerlijn. 30 circuits per doos.

Specificaties

Merk	Airlife
sku	1517304
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos