

## 1552185 - SONOPULS 490 - 1 kleine UG behandelkop



### Beschrijving

Een compleet ultrageluid toestel met de keuze tussen 1 MHz of 3MHz en de mogelijkheid om een grote en/of kleine behandelkop te gebruiken. De Sonopuls 490 is ook verkrijgbaar in combinatie met het handsfree STATUS™ pack (Sonopuls 490s).

De Sonopuls 490 kenmerkt zich door een elegant design en bediening door middel van een full color touchscreen. Met slechts een paar tikken heeft u het juiste protocol gedefinieerd.

De Sonopuls 490 kan (optioneel) worden voorzien van batterijvoeding, waardoor bewegingsvrijheid mogelijk is. Zo neemt u de Sonopuls 490 gemakkelijk mee, het apparaat is altijd klaar voor gebruik.

### Kenmerken

- 2 behandel frequenties: 1 en 3 MHz
- Continue en pulserende modi
- 25 voorgeprogrammeerde protocollen + 20 vrije programma's
- TFT-kleurendisplay, touchscreen
- Ergonomische behandelkop van 0.8 cm<sup>2</sup>
- Contactcontrole met lichtindicatie
- Protocollen worden verduidelijkt met een kleurweergave van de therapeutische zone, anatomische afbeeldingen en extra info over frequentie en duur van de behandeling

## Specificaties

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Enraf-Nonius                 |
| <b>sku</b>                  | 1552185                      |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                         |