

## 1508106 - WelchAllyn flexiport manchet maat 11l - zonder slang en connector - 1 st



### Beschrijving

Flexiport manchetten bestaan uit latexvrij materiaal dit minimaliseert het risico op allergische reacties. Deze zijn herbruikbaar en met één hand eenvoudig los te koppelen, waardoor een snelle en eenvoudige wissel van manchette mogelijk is.

### Specificaties

<b>Merk</b>	WelchAllyn
<b>sku</b>	1508106
<b>Aantal slangen</b>	Geen slang
<b>Maat armband Flexiport</b>	Maat 11 L
<b>Type armband Flexiport</b>	Enkel flexiport armband
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk