

## 1514778 - Seca 750 opstapweegschaal met grote wijzerplaat wit - 150 kg - 1 st



### Beschrijving

Mechanische vlakke weegschaal met robuuste, gepoedercoate stalen behuizing. Mooi en stabiel: met hun pure, lichte design maken deze weegschalen een goede indruk in elke kliniek. Een stabiele stalen behuizing met poedercoating, een rond display en een gemakkelijk te reinigen loopvlak van kunstleer - wat heeft men nog meer nodig voor comfortabel wegen? De seca 750 is verkrijgbaar in drie versies: kilogram, pond en kilogram/pond.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Seca
<b>Geheugen</b>	Nee
<b>Gekalibreerd</b>	Ja
<b>Max. gewicht</b>	150 kg
<b>Met meetlat</b>	Nee
<b>BMI indicatie</b>	Nee
<b>Automatisch step-on functie</b>	Ja
<b>Automatische switch-off functie</b>	Ja
<b>sku</b>	1514778
<b>Gradatie weegschaal</b>	1 kg
<b>Klasse weegschalen</b>	nvt
<b>Type weegschaal</b>	Mechanische weegschalen
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
<b>Type verpakking</b>	Stuk