

1543436 - CM 50 cellulitis massage - 1 st



Beschrijving

Beurer Anti cellulitis massage apparaat met netadapter houdt de huid soepel en stevig, bevordert de doorbloeding in de huidlagen. Hij kan eenvoudig thuis gebruikt worden en heeft een massage intensiviteit op 2 niveau's. Met een ergonomische grip.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 19.5 cm, H 28 cm, L 29.5 cm
SKU leverancier	59001
sku	1543436
Type verpakking	Stuk