

1574314 - Onderzoekstafel Praxis 1 Elite - elektrisch in hoogte verstelbaar - 1 st



Beschrijving

De Praxis 1 Elite kan voor veel doeleinden gebruikt worden. In combinatie met de onrust hekken kan dit model ook als aankleedtafel worden ingezet. Door de ronde poten en dikkere profielen ziet de tafel er niet alleen mooi uit, maar is deze ook zeer sterk en stabiel.

Opgelet: de kleur van de tafel zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.

Specificaties

Merk	Wesseling
Product afmetingen	B 64 cm, L 196 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Hoogte	42-112 cm
Hefvermogen	225 kg
Tijdsduur hoogteverstelling	40 s
sku	1574314
Aantal delen	1-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Kleur	Blauw
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk