


## 1601827 - Surshield™ Versatus™-W I.V. katheter met vleugels - 22G x 1 2/4" - blauw - 50 st



### Beschrijving

**Terumo** Surshield™ Versatus™-W I.V. katheter met vleugels is gemaakt van hoogwaardige medische kwaliteit. Het materiaal wordt zacht bij contact met de huid. En biedt zo een hoog comfort bij het inbrengen van de naald.

Het passieve veiligheidsmechanisme van de Surshield™ katheters wordt met één hand geactiveerd. De protector maakt het mogelijk om de naald volledig af te sluiten, om prikaccidenten te voorkomen bij het weggooien van de inwendige naald.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Terumo
<b>SKU leverancier</b>	SR+DS2225WD
<b>Samenstelling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Katheter: polyurethaan + BaSO<sub>4</sub></li> <li>• Katheter hub met vleugels: polypropyleen + kleurconcentraat</li> <li>• Afdichtpen: polyoxymethyleen</li> <li>• Canule (interne naald): roestvrij staal</li> <li>• Naaldhub: acrylonitril-butadieen styreen</li> <li>• Luer-lockdop: polypropyleen</li> <li>• Filter ontluuchtingsfitting: polyethyleen</li> <li>• Behuizing ontluuchtingsfitting: acrylonitril-butadieen styreen</li> <li>• Protector: polyethyleen</li> <li>• <b>Surshield-protector</b></li> <li>• Beschermingsbehuizing: polyamide</li> <li>• Veiligheidsvingers: polysulfon</li> <li>• Glijbus + naaldblokkering: polycarbonaat + roestvrijstalen houder</li> </ul>
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Veiligheidsmechanisme</b>	Ja
<b>Debiet</b>	42 milliliter per minute
<b>Interne diameter katheter</b>	0.65 mm
<b>Externe diameter katheter</b>	0.9 mm
<b>sku</b>	1601827
<b>Afmeting</b>	22G x 25 mm
<b>Afmeting in mm</b>	0,9 x 25 mm
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos