


1601827 - Surshield™ Versatus™-W I.V. katheter met vleugels - 22G x 1 2/4" - blauw - 50 st



Beschrijving

Terumo Surshield™ Versatus™-W I.V. katheter met vleugels is gemaakt van hoogwaardige medische kwaliteit. Het materiaal wordt zacht bij contact met de huid. En biedt zo een hoog comfort bij het inbrengen van de naald.

Het passieve veiligheidsmechanisme van de Surshield™ katheters wordt met één hand geactiveerd. De protector maakt het mogelijk om de naald volledig af te sluiten, om prikaccidenten te voorkomen bij het weggooien van de inwendige naald.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SR+DS2225WD
Samenstelling	<ul style="list-style-type: none"> • Katheter: polyurethaan + BaSO4 • Katheter hub met vleugels: polypropyleen + kleurconcentraat • Afdichtpen: polyoxymethyleen • Canule (interne naald): roestvrij staal • Naaldhub: acrylonitril-butadieen styreen • Luer-lockdop: polypropyleen • Filter ontluuchtingsfitting: polyethyleen • Behuizing ontluuchtingsfitting: acrylonitril-butadieen styreen • Protector: polyethyleen • Surshield-protector • Beschermingsbehuizing: polyamide • Veiligheidsvingers: polysulfon • Glijbus + naaldblokkering: polycarbonaat + roestvrijstalen houder
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Ja
Debiet	42 milliliter per minute
Interne diameter katheter	0.65 mm
Externe diameter katheter	0.9 mm
sku	1601827
Afmeting	22G x 25 mm
Afmeting in mm	0,9 x 25 mm
Kleur	Blauw
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos