

## 1571990 - Dokterstas Bollmann GoLight model rugzak - 3,3 kg - nylon - blauw - 1 st



### Beschrijving

- ABS kunststof behuizing met 2 in hoogte verstelbare planken
- Een grote uitneembare modulaire met handvat
- Twee modulaire vakken met doorzichtige vakken
- Eén uitneembaar plastic inzetstuk met verdeler in het basisvak
- Eén uitneembare ampullenbak (schuimrubber) voor 40 ampullen

### Specificaties

<b>Merk</b>	Bollmann
<b>Product afmetingen</b>	B 41 cm, H 48 cm, L 25 cm
<b>Samenstelling</b>	ABS
<b>sku</b>	1571990
<b>Gewicht</b>	3,3 kg
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk