

1104275 - HEINE otoscoopset mini 3000 fo met handvat en 10 wegwerpspecula - 2,5v - halogeen - 1 st



Beschrijving

Moderne zak-otoscoop met heldere verlichting en nauwkeurige kleurweergave. Uniek design, compact en krachtig.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEIND-001.70.110
Bebat tax	0.05 EUR
Inclusief bij het product?	Otoscoopkop Mini 300 FO - 2,5V - halogeen; niet-oplaadbaar handvat inclusief 2 batterijen AA; 5 wegwerpspecula 2,4 mm; 5 wegwerpspecula 4 mm
sku	1104275
Handvat otoscoop	Niet oplaadbaar handvat
Maat otoscoop set	Pocket size
Vergroting	3 x
Verlichting	Halogeen
Voltage	2,5 V
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk