

1622524 - QualiPad - veiligheidsgordel beschermingskussen postoperatieve wonden - 1 st



Beschrijving

Bescherm je wond tegen druk van de autogordel

QualiPad is een zacht veiligheidsgordelkussen voor na een operatie of trauma aan borst, buik of ribben. Het helpt druk, wrijving en impact van de autogordel op het gevoelige gebied te verminderen, zodat je comfortabeler als passagier of bestuurder kunt reizen. Ideaal na chirurgie of bij kwetsuren aan de borst of buik.

Waarom handig? Eenvoudig te bevestigen met klittenband. Blijft in de auto zitten. Geschikt voor diagonale en heupgordel. Zachte polyurethaanvulling met katoenen hoes. Combineerbaar met [QualiBelly](#), [QualiBra](#) of [QualiBreath](#).

Toepassingen:

- Na een **hartoperatie, longoperatie, buikoperatie, abdominoplastie, borstreconstructie, kankerchirurgie, liesbreukoperatie** of **keizersnede**
- Bij **trauma, ribfracturen, zwangerschap**, of als bescherming van een **chemoport**
- Voor extra comfort tijdens **lange autoritten**

Belangrijkste eigenschappen:

- **100% katoenen hoes** – Ademend en huidvriendelijk
- **Comfortabel polyurethaan vulling** – Zacht en schokabsorberend
- **Universele pasvorm** – Geschikt voor alle standaard autogordels
- **Eenvoudige bevestiging** – Makkelijk vast te maken met klittenband
- **Blijft op de gordel zitten** – Altijd klaar voor gebruik, geen gedoe
- **Veilig en zacht** – Behoudt de werking van de gordel met het comfort van een kussen
- **Pediatrie versie beschikbaar** – Ook geschikt voor gebruik op kinderzitjes

QualiPad is hét perfecte herstelhulpmiddel of cadeau voor iedereen die net een operatie achter de rug heeft en zich weer veilig en comfortabel in de auto wil voelen.

Specificaties

Merk	Qualiteam
sku	1622524
Type verpakking	Stuk