

1541293 - Heine Beta 4 usb oplader - 3,5V - 1 st



Beschrijving

Deze Heine-oplader is uitsluitend bestemd voor het opladen van Heine-apparatuur. Deze mogen uitsluitend worden bediend door gekwalificeerd medisch personeel binnen een professionele zorginstelling. De primaire adapter kan worden vervangen, zodat gebruik wereldwijd mogelijk is.

Specificaties

Merk	Heine
Compatibel met	Heroplaadbaar handvat Heine Beta 4 USB 3,5V
sku	1541293
Voltage	3,5 V
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk