

## 1511607 - AVEA CO2 airway adapter - neonataal - 1 x 10 st



### Beschrijving

Een apparaat bestemd voor gebruik met een koolstofdioxidesensor (CO<sub>2</sub>) voor de bepaling van de CO<sub>2</sub>-concentratie in gassen die bij een patiënt worden uitgeademd. Het is ontworpen als een klein, plastic, open buisje met een helder optisch venster (cuvette) voor de bevestiging van een infraroodsensor die over de buitenkant van het venstergedeelte is aangebracht. Gewoonlijk heeft het verbindingspoorten waarmee het kan worden aangesloten op een ademhalingsstelsel (bijvoorbeeld een beademingsstelsel voor anesthesie of intensive care). Dit is een apparaat voor eenmalig gebruik.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Vyaire
<b>sku</b>	1511607
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk