

1544110 - Renol veiligheidspolsbanden - 2 genaaide polsbanden op de hoofdband - één maat - 1 st



Beschrijving

De Fix polsbanden verhinderen, in tegenstelling tot het Clip-model, elke beweging van de armen.

Specificaties

Merk	Renol
SKU leverancier	RFW16550
Noodzakelijke opties	4 sloten + 1 sleutel
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544110
Breedte riemen	Niet van toepassing
Breedte tailleband	Niet van toepassing
Fixatie categorie	Riemen
Gebruik fixatiemateriaal	In bed/brancard
Maat bevestigingsriem	S-M
Sluiting	Velcro + slot
Soort bevestiging	Polsbevestiging
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk