

1517314 - Adult Y Connector With Elbow pressuresensing ports, 22mm O.D. x 22mm - 1 x 50 st



Beschrijving

AirLife® Yconnector met kniestuk, volwassene Onze Yconnectors voor volwassenen hebben een buitendiameter van 22 mm op beide poten van het Ystuk en een kniestukadapter voor aansluiting op de tracheacanule van de patiënt. Het kniestuk past op een adapter met binnendiameter van 22 mm of buitendiameter van 15 mm. Met ingebouwde thermometer/thermistor en drukmetingspoorten met vaste scharnieroopen. 50 connectors per doos.

Specificaties

Merk	Airlife
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos