

1602030 - WelchAllyn eco bloeddrukmanchetten voor eenmalig gebruik - jongvolwassenen - 20-28 cm - 1 x 100 pcs



Beschrijving

De Welch Allyn FlexiPort manchet voor kleine volwassenen zorgt voor betrouwbare en comfortabele bloeddrukmetingen bij armomtrekken van 20 tot 26 cm. Deze stevige, latexvrije manchet is geschikt voor gebruik met Welch Allyn bloeddrukmeters die zijn uitgerust met een FlexiPort-aansluiting.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1602030
Type verpakking	Stuk