

## 1601370 - Statief op wielen voor LID lamp - verzaard - 90 tot 130 cm - 1 st



### Beschrijving

5-stervoet met een diameter op de grond van 53 cm met wielen (diameter 5 cm) die een grote stabiliteit biedt aan de LID-lampen.

De epoxy gelakte stalen structuur is glad en gemakkelijk schoon te maken en te ontsmetten. De statief op wielen heeft geen holtes of groeven en vergemakkelijkt zo een efficiënte reiniging en beperkt het vasthouden van stof of andere resten (ideaal voor ziekenhuizen en zorgcentra).

De in hoogte verstelbare kolom van 90 tot 130 cm maakt een ideale en nauwkeurige afstelling van de lamp voor alle medische procedures mogelijk. De voet is verzaard en heeft een gewicht van 5,8 kg

### Specificaties

<b>Merk</b>	lid
<b>sku</b>	1601370
<b>Type verpakking</b>	Stuk