

1623447 - SportsArt Essentials Line Eco-Natural T661 loopband - 3HP DC - LED display



Beschrijving

De **SportsArt T661 Treadmill** combineert een uniek ontwerp met biomechanische precisie en industriële kwaliteit. Dankzij de onderhoudsarme **ECO-GLIDE™ auto-lubrication system** blijft de loopband soepel en duurzaam functioneren, ideaal voor zowel revalidatie als intensieve trainingen.

De **MyFlex+ omni-directionele damping** zorgt voor maximaal comfort en minder belasting van spieren en gewrichten, waardoor gebruikers veilig en comfortabel kunnen wandelen of hardlopen. Met een breed **snelheidsbereik van 0,1 tot 12 mph (0,16–20 km/u)** en een **hellingshoek tot 15%**, is de T661 geschikt voor uiteenlopende trainingsdoelen.

Daarnaast biedt de loopband een reeks vooraf ingestelde programma's en uitgebreide trainingsgegevens, waardoor elke gebruiker gemotiveerd en goed geïnformeerd blijft tijdens de training.

Belangrijkste kenmerken van de T661 loopband:

- **ECO-GLIDE™ auto-lubrication system** voor minimale onderhoudsbehoefte
- **MyFlex+ damping** voor optimale gewrichtsbescherming en comfort
- **Duurzame DC-motor** voor betrouwbaarheid en prestaties
- **0–15% hellingsbereik** voor veelzijdige training en revalidatie
- **Breed snelheidsbereik:** 0.1–12 mph / 0.16–20 km/u
- **Stevig en veilig ontwerp** – ideaal voor fitness en medische toepassingen

Technische specificaties:

- **Unit Weight:** 300 lbs / 136 kg
- **Afmetingen (L x B x H):** 78.3 x 33.8 x 55.9 in / 119 x 86 x 142 cm

- **Maximaal gebruikersgewicht:** 400 lbs / 180 kg

Perfect voor **klinische revalidatie**, **fysiotherapiepraktijken** en **professionele fitnessomgevingen** waar betrouwbaarheid, veiligheid en gebruikscomfort centraal staan.

Specificaties

Merk	SportsArt
sku	1623447
Type verpakking	Stuk