

## 1576700 - Aluminium container voor proper linnen - 1 st



### Beschrijving

Linnenkast geheel van geanodiseerd aluminium, voor het schikken en optimaliseren van de distributie van schoon linnengoed van de wasserij naar de zorgeenheid.

### Specificaties

<b>Merk</b>	France Hopital
<b>Product afmetingen</b>	B 63 cm, H 174 cm
<b>Samenstelling</b>	Aluminium
<b>Product diepte</b>	123 cm
<b>sku</b>	1576700
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk