

**1609231 - Tabouret 272 - zwarte kunststof - 5 wielen - 45 - 65 cm -  
standaard bekleding - Sooting Blue - 1 st**



## Beschrijving

De Ritter 272 Air Lift tabouret van Midmark biedt optimaal comfort, steun en stabiliteit. Dankzij het stervormige ontwerp van de basis heeft u dichter toegang tot de patiënt en geniet u van stabiele, moeiteloze beweegbaarheid. De zwarte kunststof vijfpoets basis met wieltjes zorgt voor extra stevigheid en heeft een draagkracht van circa 136 kg.

*Opgelet: de kleur van de tabouret zoals weergegeven op de afbeelding is niet de werkelijkheid. Bekijk de kleurenkaart voor de exacte kleur.*

## Specificaties

<b>Merk</b>	Midmark
<b>Wielen</b>	Ja
<b>Voetring</b>	Nee
<b>Rugsteun</b>	Nee
<b>Diameter zitvlak</b>	40 cm
<b>Aantal wielen</b>	5
<b>sku</b>	1609231
<b>Kleur</b>	Sooting Blue
<b>Kleur onderstel</b>	Zwart
<b>Materiaal onderstel</b>	Kunststof
<b>Type zitting</b>	Ronde zitting
<b>Verstelbare hoogte met gasveer</b>	45 - 65 cm
<b>Type verpakking</b>	Set