

1603875 - Suprasorb® H Hydrocolloïd standaard verband - 5 x 10 cm - steriel - 10 st



Beschrijving

Suprasorb® H Hydrocolloïd dun verband absorbeert vocht dankzij de hydrocolloidmatrix en absorbeert snel exsudaat, vormt een cohesieve gel. Het verband is zeer luchtdoorlatend, wat de verzorging van niet-geïnfekteerde wonden, aangenaam maakt. De draagtijd van het verband is 7 dagen.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|--|
| Merk | Lohmann Rauscher |
| Samenstelling | Polyurethaan film, hydrocolloid, papier met siliconen laag |
| Steriel | Ja |
| sku | 1603875 |
| Lagen | 3-laags |
| Maat | 5 x 10 cm |
| Sterilisatie methode | Ethyleen oxide |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb |
| Type verpakking | Doos |