

## 1574070 - Linido douchestoel zithoogte 49 cm - wit - 1 st



### Beschrijving

De **douchestoel met HT-bekleding** van **Linido** is speciaal ontworpen voor zorgomgevingen en biedt optimale **veiligheid, comfort en ondersteuning** tijdens het douchen en bij transfers. Dankzij de **ergonomisch gevormde armleuningen** wordt zowel zijdelingse stabiliteit als comfortabele ondersteuning gegarandeerd. Deze armleuningen zijn stevig en bestand tegen hoge belasting, inclusief de krachten die ontstaan bij zijwaartse verplaatsingen.

Kenmerken:

- Solide, compact en hygiënisch ontwerp voor professioneel gebruik.
- Comfortabele, waterbestendige zitting en rugleuning met geïntegreerde afvoer.
- Individueel opklapbare, ergonomische armleuningen voor eenvoudige transfers.
- Stevige, waterbestendige constructie met robuust buisframe.
- Gemaakt van duurzame materialen: staal/roestvrij staal, textiel en polyurethaanschuim – bestand tegen vochtige omgevingen.
- Eenvoudig in onderhoud: schoon te maken met standaard huishoudelijke reinigingsmiddelen.
- Hoge belastbaarheid: geschikt voor gebruikers tot 200 kg.

Deze douchestoel is ideaal voor gebruik in ziekenhuizen, woonzorgcentra, revalidatie-instellingen en thuiszorg, en draagt bij aan de **veiligheid en zelfstandigheid van patiënten** tijdens persoonlijke hygiëneroutines.

## Specificaties

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Merk</b>                       | Linido                        |
| <b>Product afmetingen</b>         | B 62.5 cm, H 96 cm, L 63.5 cm |
| <b>SKU leverancier</b>            | LI2139.1001-02                |
| <b>sku</b>                        | 1574070                       |
| <b>Categorie toilet of douche</b> | Douchestoel                   |
| <b>Kleur</b>                      | Wit                           |
| <b>Max. gewicht volwassene</b>    | 200 kg                        |
| <b>Type verpakking</b>            | Stuk                          |