

1571853 - kGrips handvaten - 1 x 2 st

Beschrijving

De Exxentric kGrips zijn essentieel voor het benutten van de veelzijdigheid van elk vliegwiellapparaat dat geschikt is voor zowel boven- als onderlichaamstraining. Ze zijn comfortabel, veelzijdig en licht. De Exxentric kGrips worden altijd geleverd in verpakkingen van twee, waarbij elke kGrip ongeveer 100 g weegt. De coating is ontworpen om zeer comfortabel en veilig te zijn, topmaterialen zijn geselecteerd voor optimale functionaliteit. Het harnas kan gebruikt worden met de kBox en kPulley.

Specificaties

Merk	Exxentric
sku	1571853
Europese Regelgeving	2001/95/EC
Type verpakking	Stuk