

1540302 - Eucerin UreaRepair 10% Intensief Hydraterende Lotion - 400 ml - 1 st



Beschrijving

De **Eucerin UreaRepair PLUS 10% Urea Lotion** is speciaal ontwikkeld voor de intensieve behandeling van een verstoorde huidbarrière bij extreem droge, ruwe of trekkerige huid. Dankzij een drievoudig werkend hydraterend complex met **10% Urea, Ceramiden** en **Natuurlijke Hydratatiefactoren (NMF's)** biedt deze lotion onmiddellijk comfort en langdurige bescherming tot wel **72 uur hydratatie**.

Belangrijkste kenmerken:

- **10% Urea:** Hydrateert diep en verzacht ruwheid onmiddellijk.
- **Ceramiden:** Herstellen en versterken de natuurlijke huidbarrière.
- **Natuurlijke Hydratatiefactoren:** Verbeteren het vochtvasthoudend vermogen van de huid.
- **Snelle opname:** Lichtgewicht olie-in-water emulsie zonder plakkerig gevoel.
- **Zonder parfum:** Minimaliseert risico op irritatie.

Ideaal voor gebruik in:

- **Ziekenhuizen en woonzorgcentra** bij patiënten met een zeer droge of schilferige huid.
- **Fysiotherapie- en revalidatiecentra** bij ondersteuning van huidherstel na therapieën.
- **Thuiszorg** voor patiënten met diabetes, psoriasis of keratosis pilaris.
- **Huisartsenpraktijken** als aanvullende huidverzorging bij medicamenteuze behandelingen (raadpleeg arts bij gelijktijdig gebruik).

Doelgroep:

- Rijpere huid

- Droge huid met jeuk of schilfering
- Huid met neiging tot psoriasis, keratosis pilaris of diabetes-gerelateerde droogte

Eucerin UreaRepair PLUS 10% Urea Lotion is klinisch bewezen effectief en veilig, zelfs bij langdurig gebruik. De huid voelt weer zacht, soepel en comfortabel aan – een essentieel product in elk medisch verzorgingsarsenaal.

Specificaties

Merk	Beiersdorf
Ingrediënten	Aqua, Urea, Methylpropanediol, Sodium Lactate, Laureth-9, Glycyrrhiza Inflata Root Extract, Glycerin, Lactic Acid, Arginine HCL, Hydroxyethylcellulose, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetrimonium Chloride, Phenoxyethanol
sku	1540302
Inhoud	400 ml
Type verpakking	Stuk