

## 1551870 - HUMAN TECAR MAT - Pillow



### Beschrijving

Kussen met een gemiddelde hardheid dat alleen kan worden gebruikt of aan individuele matten kan worden toegevoegd. Het kussen is nuttig voor meer complexe revalidatie-oefeningen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Unibell
<b>Product afmetingen</b>	B 35 cm, H 12 cm, L 60 cm
<b>sku</b>	1551870
<b>Model</b>	Pillow
<b>Europese Regelgeving</b>	2001/95/EC
<b>Type verpakking</b>	Stuk