

## 1010701 - Tensoplast® elastische kleefzwachtel - 7,5 cm x 4,5 m - 1 st



### Beschrijving

Tensoplast® is een compressie -en steunverband vervaardigd uit 100% katoen met een met een hoge treksterkte. De windel is in lengterichting rekbaar en is gemakkelijk af te wikkelen. Het materiaal laat zich goed modelleren aan de individuele lichaamscontouren. De buitenzijde van het draagmateriaal is waterafstotend. Te gebruiken bij fixatie verbanden en behandeling van verstuikingen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	BSN
<b>Samenstelling</b>	100% katoen
<b>Steriel</b>	Nee
<b>Zelfklevend</b>	Ja
<b>sku</b>	1010701
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Maat</b>	7,5 cm x 4,5 m
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk