


**1561358 - ETHILON™ hechtdraad 3/0 - 26 mm - 75 cm - EW320BG -
1 x 12 st**



Beschrijving

De hechtdraad is een niet-absorbeerbare, steriele chirurgische monofilamentdraad. ETHILON™ hechtdraad is zwart of blauw geveerd om de zichtbaarheid in weefsel te verbeteren. ETHILON™ hechtdraad is geïndiceerd voor gebruik bij de algemene benadering en/of afhechting van weke delen, inclusief gebruik bij cardiovasculaire, oogheelkundige en neurologische ingrepen.

Voordelen

- Monofilament
- Synthetisch

Specificaties

Merk	Ethicon
SKU leverancier	EW320BG
Samenstelling	Polyamide
Steriel	Ja
Resorbeerbaar	Nee
sku	1561358
Draadlengte	75 cm
Draaddikte	3/0
Kleur	Zwart
Naald lengte	26 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
Type verpakking	Doos