

1601813 - Surflash™ - I.V. katheter - 22G x 25 mm - blauw - 1 x 50 st



Beschrijving

Terumo Surflash™ I.V. is gemaakt uit hoogwaardige kwaliteit en ondersteunt het inbrengen van de katheter in de ader. De katheter is knikbestendig en ondoorzichtig.

De katheter is steriel en gesteriliseerd met ethyleen oxide.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SR*FF2225
Samenstelling	• Katheter: polyurethaan + BaSO₄ • Katheterhub: polypropyleen + master batch • Afdichtpen: roestvrij staal • Canule (interne naald): roestvrij staal • Naaldhub: polycarbonaat • LuchtfILTER: hydrofoob filtermembraan, polyester gechloord pvc • Verpakking met gekleurde dop: polypropyleen
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Debiet	38 milliliter per minute
Interne diameter katheter	0.6 mm
Externe diameter katheter	0.85 mm
sku	1601813
Veiligheidsmechanisme	Nee
Afmeting	22G x 25 mm
Kleur	Blauw
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos