

1501526 - HEINE Classic+ F.O MAC 3 laryngoscoopblad - 1 st



Beschrijving

De **HEINE Classic+ Macintosh F.O. Blades** behoren tot de meest betrouwbare laryngoscoopbladen wereldwijd. Dankzij het **HEINE HiLite fiber optics systeem** bieden ze een geoptimaliseerde verlichting voor endotracheale intubatie. In combinatie met het unieke **HEINE smoothSURFACE** design zijn deze bladen veilig, hygiënisch en eenvoudig te reprocessen.

Veilig voor patiënten

- **HEINE smoothSURFACE:** eenvoudig en veilig te reinigen
- Geen enkel **nosocomiaal incident** met HEINE bladen geregistreerd
- Verminderd risico op letsel door afgeronde, gladde oppervlakken
- **Optimale lichtopbrengst** met HEINE HiLite vezeloptiek
- **100% kwaliteitscontrole:** elk blad ondergaat 51 inspectiestappen

Economisch in gebruik

- **Langdurige kostenbesparing** dankzij uitzonderlijke duurzaamheid
- Tot **4000 autoclaafcycli** mogelijk zonder prestatieverlies
- **Efficiënt reprocessingproces** door smoothSURFACE technologie

Duurzaam en milieuvriendelijk

- **Kleinere ecologische voetafdruk** in vergelijking met disposable en andere herbruikbare bladen
- Minder afval en lagere milieu-impact door lange levensduur

Extra voordelen

- **Nieuw: unieke 10 jaar garantie** op alle HEINE Classic+ F.O. Blades
- **Compatibel met alle laryngoscoophandvatten volgens ISO 7376 (Green Standard)**

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINF-000.22.103
Herbruikbaar	Ja
sku	1501526
Blad type	Mac
Maat	134 mm
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk