

**1530992 - AutoShield Duo - veiligheidspennaalden - steriel - 30G x
5 mm - geel - 1 x 100 st**



Beschrijving

BD AutoShield™ duo veiligheidspennaalden met dubbele pen om te gebruiken samen met een peninjector. Geschikt voor het toedienen van medicijnen bij patiënten in een thuis -of ziekenhuisomgeving. De naald bestaat uit een canule met 2 uiteinden die in elkaar is gezet: door de interne schroefdraad kan de veiligheidspen gebruikt worden samen met de peninjector. Het ontwerp van de naald zorgt ervoor dat prikaccidenten voorkomen kunnen worden. Een buitenhoes wordt over het uiteinde van de canule gemonteerd, de naald kan slechts 1 keer gebruikt worden.

Specificaties

Merk	BD
Lengte naald	5 mm
Diameter naald	0.3 mm
Veiligheidsmechanisme	Ja
Latex vrij	Ja
Steriel	Ja
Samenstelling	Hub: polypropyleen, omhulsel: polyethyleen, tip: roestvrij staal
Normeringen	EN ISO 556-1; 11137-1-2;
sku	1530992
Soortgelijke producten	Ja
Kleur	Geel
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos