

1627288 - Sonicaid D920 Foetale audio doppler - met vaste 2 MHz probe - 1 st



Beschrijving

Foetale Dopplers voor alleen audio, met vaste 2 MHz doppler.

Het apparaat heeft een compact en lichtgewicht ontwerp, waardoor het eenvoudig mee te nemen is. Dankzij de LED-indicatoren is de aan/uit-status en het batterijniveau duidelijk zichtbaar. De bediening is gebruiksvriendelijk door de gecombineerde aan/uit- en volumeregeling.

De hooggevoelige sondes zorgen voor optimale prestaties in een breed scala aan klinische toepassingen en procedures. Het toestel ondersteunt waterdichte sondes van 2 MHz en 3 MHz, waardoor het ook geschikt is voor gebruik bij waterbevallingen. Bovendien zijn de sondes eenvoudig te reinigen, wat bijdraagt aan een betere infectiecontrole.

Tot slot werkt het apparaat op AA-batterijen, wat zorgt voor extra gebruiksgemak en een kostenefficiënte oplossing op lange termijn.

Specificaties

Merk	Huntleigh
sku	1627288
Waterbestendig	Ja
Frequentie sonde	2MHz
Oplaadbaar	Nee
Signaalweergave	Audio
Type verpakking	Stuk